

＊ ＊ エアセブン Perfect Jewelry ver.

【警告】

1. 心臓ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電子機器を装着している方は、使用しないでください。[誤作動を招くおそれがあります。]
2. 脳せき(脊)髄液短絡術用圧可変式シャント(頭皮下に埋め込んで脳せき(脊)髄液を腹くう(腔)にバイパスする目的で長期間使用し、磁気を利用しパルプ圧を変更することで脳せき(脊)髄液の流量が変更可能な医療器具)などの磁気の影響を受ける可能性のある医用電気機器を使用している方は、使用しないでください。[誤作動を招くおそれがあります。]

【禁忌・禁止】

1. 小児(6歳以下)には使用しないでください。[いたずらなどで思わぬけがをするおそれがあります。]
2. 他の治療器との併用はしないでください。
3. 金属アレルギーの方は使用しないでください。

【形状・構造及び原理等】

1. 構成
本体：磁気カプセル、磁石、装飾鎖、装飾玉、止め具
2. 動作原理
永久磁石の磁力によって患部を治療する。
- ＊ 3. 磁束密度
150mT
4. 写真(実製品は写真と形状、色が異なることがあります。)



【使用目的又は効果】

装着部位のこり及び血行の改善。一般家庭で使用する。

【使用方法等】

1. 直接肌にふれるように首にかけてください。
2. 体質や症状によって効果は様々ではありません。2～3日で効果があらわれない場合でも続けてご使用ください。
3. 磁気カプセルの表面にプレーティング加工又はコーティングがほどこされていますので、塩分や皮脂、及び肌や衣類との摩擦によってプレーティング加工又はコーティングがはげる場合があります。

【使用上の注意】

1. 使用注意(次の患者には慎重に適用すること)
次の人は、使用前に医師とご相談の上ご使用ください。
 - 1) 悪性しゅよう(腫瘍)のある人。
 - 2) 心臓に障害のある人。
 - 3) 妊娠初期の不安定期又は出産直後の人。
 - 4) 糖尿病などによる高度な末しょう(梢)循環障害による知覚障害のある人。
 - 5) 皮膚に感染症及び／又は創傷のある人。
 - 6) 安静を必要とする人。
 - 7) 体温 38℃以上(有熱期)の人。
例 1) 急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期。
例 2) 衰弱しているとき。
 - 8) ねんざ(捻挫)、肉離れなど、急性[とう(疼)痛性]疾患の人。

2. 重要な基本的注意

- 1) 使用しても効果があらわれない場合には、医師又は専門家にご相談ください。
- 2) 使用中異常を感じられた場合は、すぐに使用を中止し、医師又は専門家にご相談ください。
- 3) 児童(7歳以上12歳まで)及び監督を必要とする方は、保護者の指導のもとで使用してください。
- 4) サウナなど高温の場所やスキー場など極寒地で使用しないでください。
- 5) ネックレス以外の用途で使用しないでください。

3. 使用前の注意

- 1) 鋭い角、変形などが認められましたら、使用しないでください。
- 2) しばらく使用しなかった機器を使用するときは、機器表面に金属などの異物が吸引付着していないことを確認してください。

4. 使用中の注意

- 1) 機器に故障が発見された場合は、使用を直ちに中止してください。
- 2) 身体に異常を感じたときには、使用を直ちに中止してください。
- 3) 装着部に発しん(疹)、発赤、かゆみなどの症状があらわれた場合は、使用を直ちに中止してください。
- 4) 磁気共鳴画像診断装置(MRI)の検査を受ける人は、検査の前に機器を取り外してください。

5. その他の注意

- 1) 時計、磁気カードなど、磁気の影響を受けるものに近づけないでください。
- 2) 改造はしないでください。
- 3) 機器、包装箱などを廃棄する場合は、地域で定める条例に従って廃棄してください。
- 4) 次の場合の使用はできる限り避けてください。使用された場合は、十分な水洗を行い、柔らかい布で水分を拭き取ってください。腐食や変色の原因になります。
 - (1) 海水につかる場合
 - (2) スポーツ時など汗をかく場合
 - (3) 温泉、風呂へ入浴する場合
- 5) 本品を強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。切れる原因になります。
- 6) 使用後は、柔らかい布でやさしく拭いてください。
- 7) 故障した場合には、勝手に修理などせず、販売元又は製造販売元に連絡してください。

【保管方法及び有効期間等】

保管につきましては、直射日光を避けて、小児の手の届かない所に保管してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社 森口合成
電話：0725-41-2467
(土、日、祝日を除く 11:00-17:00)
製造元：株式会社 森口合成